


ergotron®

StyleView® Travel Stop for 3 Tall Drawers



Attach the Travel Stop bracket to the lift engine to keep the drawer from hitting the base.

NOTE: This Travel Stop Bracket needs to be attached to the cart BEFORE attaching the 2nd row of tall drawers.

Acople el soporte de detención del desplazamiento al mecanismo de elevación para evitar que el cajón golpee la base.

NOTA: Este canal de detención del desplazamiento tiene que unirse al carrito ANTES de unir la segunda fila de cajones altos.

Fixez le support de la butée de la course sur le moteur de levage pour que le tiroir ne se heurte pas à la base.

REMARQUE : Ce support d'arrêt de déplacement doit être fixé au chariot AVANT d'installer la 2e rangée de grands tiroirs.

Die Ausziehstopp-Klammer am Hebemechanismus befestigen, damit die Schublade nicht am Sockel aufschlägt.

HINWEIS: Diese Ausziehstopp-Klammer muss am Wagen befestigt werden BEVOR die 2. Reihe der oberen Schubkästen angebracht wird.

Bevestig de verschuifstop steun aan de tilmotor om te voorkomen dat de lade op de basis botst.

LET OP: Deze steun om uittrekken te stoppen moet aan de cart bevestigd worden VOORDAT u de tweede rij hoge laden installeert.

Fissare la staffa di fine corsa sul motorino di sollevamento, per evitare che il cassetto colpisca la base.

NOTA: Questa staffa di fine corsa deve essere applicata al carrello PRIMA di inserire la seconda fila di cassette alti.

Anslut rörelsebegränsningsbeslaget till lyftenheten för att förhindra att lådan slår i botten.

OBS! Denna justerbara stoppbygel måste fästas på vagnen INNAN man fäster de höga lådorna på andra raden.

トラベルストップブラケットをリフトエンジンに取り付け、引出しがベースにぶつからないようにします。

注：このトラベルストップブラケットは、2段目の深型引出しを取り付ける前にカートに取り付ける必要があります。

将止动托架连接到升降引擎上，防止抽屉碰到基座。

注意：必须先把此止档板安装到推车上，然后再安装抽屉柜第2层。

EN User Guide

ES Guía del usuario

FR Manuel de l'utilisateur

DE Gebrauchsanweisung

JA ユーザーガイド

ZH 用户指南

NL Benutzerhandbuch

IT Guida per l'utente

SV Användarhandbok

www.ergotron.com | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: japansupport@ergotron.com

- EN** For the latest User Installation Guide please visit: www.ergotron.com
For Warranty visit: www.ergotron.com/warranty
For Service visit: www.ergotron.com
For local customer care phone numbers visit: <http://contact.ergotron.com>
- ES** Para acceder a la última versión de la Guía de instalación para el usuario, ingrese a www.ergotron.com
Para Garantía, visite: www.ergotron.com/warranty
Para servicio, visite: www.ergotron.com
Para conocer los números telefónicos locales de atención al cliente, visite: <http://contact.ergotron.com>
- FR** Pour la dernière version du Guide d'installation de l'utilisateur, visitez : www.ergotron.com.
Pour la garantie, visitez: www.ergotron.com/warranty
Pour le service client, visitez: www.ergotron.com
Pour les numéros de téléphone du service client local, visitez : <http://contact.ergotron.com>
- DE** Die aktuellste Anleitung für die Montage durch den Benutzer finden Sie hier: www.ergotron.com
Für Garantie Besuch: www.ergotron.com/warranty
Für Servicebesuch: www.ergotron.com
Örtliche Telefonnummern für den Kundendienst finden Sie hier: <http://contact.ergotron.com>
- JA** 最新のユーザー インストール ガイドは、www.ergotron.com でご確認いただけます。
保証書をご覧ください: www.ergotron.com/warranty
サービスをご覧ください: www.ergotron.com
最寄りのカスタマー ケアの電話番号については、こちらをご覧ください: <http://contact.ergotron.com>
- ZH** 若需最新的用户安装指南，请访问：www.ergotron.com
为保证参观：www.ergotron.com/warranty
对于上门服务：www.ergotron.com
若需当地客户服务电话号码，请访问：<http://contact.ergotron.com>
- NL** De nieuwste Gids voor installatie door de gebruiker kunt u vinden op: www.ergotron.com
Ga voor garantie naar: www.ergotron.com/warranty
Ga voor service naar: www.ergotron.com
Plaatselijke telefoonnummers voor de klantendienst kunt u vinden op: <http://contact.ergotron.com>
- IT** Per la versione più recente della Guida all'installazione per l'utente, visitare il sito web: www.ergotron.com
Per la garanzia visitare: www.ergotron.com/warranty
Per assistenza visitare: www.ergotron.com
Per conoscere i numeri di telefono dell'assistenza clienti locale, visitare: <http://contact.ergotron.com>
- SV** För den senaste Installationshandboken se: www.ergotron.com
För garanti, gå till: www.ergotron.com/warranty
För service, gå till: www.ergotron.com
För lokala kundtjänstnummer, gå till: <http://contact.ergotron.com>

ergotron®

www.ergotron.com | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: japansupport@ergotron.com

© 2015 Ergotron, Inc. All rights reserved.

While Ergotron, Inc. makes every effort to provide accurate and complete information on the installation and use of its products, it will not be held liable for any editorial errors or omissions (including those made in the process of translation from English to another language), or for incidental, special or consequential damages of any nature resulting from furnishing this instruction and performance of equipment in connection with this instruction. Ergotron, Inc. reserves the right to make changes in the product design and/or product documentation without notification to its users. For the most current product information, or to know if this document is available in languages other than those herein, please contact Ergotron. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written consent of Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA Patents Pending and Patented U.S. & Foreign. Ergotron is a registered trademark of Ergotron, Inc.